



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 14654 Masszázsmatrac inSPORTline Tagy



TARTALOM

SPECIFIKÁCIÓK.....	3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.....	3
RÉSZEK LEÍRÁSA.....	5
KEZELÉS.....	6
HASZNÁLAT.....	6
KARBANTARTÁS	7
Tárolás	7

SPECIFIKÁCIÓK

Tápellátás	AC 120V – 240V, DC 12V 4A
Teljesítmény	42 W
Frekvencia	50 Hz
Súly	cca 7,7 kg
Huzat anyaga	Műbőr
A felhasználó maximális megengedett súlya	113,4 kg
Méretek	170 x 60 x 11 CM

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az egész útmutatót, amit őrizzen meg további használat céljából.

- A gyermekek és a fizikai vagy szellemi fogyatékkal élők csak felelős felnőtt felügyelete és irányítása mellett használhatják ezt a terméket.
- Soha ne hagyja el a helyiséget, míg a készülék csatlakoztatva van a tápellátáshoz. Ha nem használja a terméket, húzza ki a tápegységből.
- A terméket csak ennek az útmutatónak az utasításai szerint használja. Ne használjon olyan tartozékokat, amit a gyártó nem ajánlott.
- Konzultáljon kezelőorvosával a termék használatának alkalmasságáról.
- Ez a termék nem helyettesítheti a megfelelő orvosi ellátást.
- Ha nem érzi magát jól, ne használja a terméket!
- A matrac a fáradt és fájó izmok ellazítására szolgál. Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy súlyosbodik a használat után, azonnal forduljon orvosához!
- Ne használja a matracot más terápiás vagy elektromos segédeszközökkel kombinálva. Ez csökkentené a masszázs hatását és sérülést okozhat.
- Vihar esetén húzza ki a készüléket a tápegységből.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen a földre. Ne helyezzen idegen tárgyat a nyílásba!
- Helyezze a tápkábelt úgy, hogy ne lépjenek rá és ne törjön meg, különösen a csatlakozó területen.
- Ne helyezze a tápkábelt a forró felületek közelébe. Tárolásnál a kábelt enyhén tekerje az eszköz köré.
- Ne használja az eszközt a takaró vagy párna alatt. Ez túlmelegedést, áramütést vagy más sérülést okozhat.
- **FONTOS** – Az eszköz használata előtt forduljon szakképzett orvoshoz, ha:
 - Várandós vagy nemrég szült.
 - Szívproblémái vannak, vagy ha szívritmus-szabályozója van.
 - Ha cukros.
 - Ha érgyulladás van, vagy trombózisban szenved.
 - Problémái vannak az ízületeivel, duzzanatokról szenved vagy sérült.
 - Csontritkulásban szenved.


- Lázás.
 - Gerincferdülése van.
 - A fokozott vérrögzépződés kialakulásának kockázata veszélyezteti Önt.
 - Ha bármilyen implantátum vagy csavar van a testében.
 - Ha kezelés alatt áll.
- Ne használja a matracot laza öltözetben, és az ékszereit is vegye le!
 - Ha hosszú haja van, győződjön meg róla, hogy az eszköz hatótávolságán kívül legyen, mikor azt használja.
 - Az eszközt újszülötteken tilos használni!
 - Alvó vagy eszméletlen ember esetében a készüléket tilos használni!
 - Az eszköz ne használható érzékeny bőrű vagy rossz vérkeringésű emberek esetében.
 - A matracot közvetlen napfénytől és hőforrásoktól, mint például radiátorok, elektromos fűtőberendezések, kályhák és így tovább, távol tárolja.
 - Soha ne takarja le a matrac szellőzőnyílásait akár ruhával, műanyag táskákkal vagy papírokkal. Ne helyezze a matracot puha felületre, a szellőzőnyílások blokkolódhatnak. Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílásokat nem blokkolja por, haj, stb.
 - Ne terhelje túl az elektromos feszültséget! Az áramellátási módot az eszköz műszaki adatai szerint válassza ki!
 - Ne húzza odébb a matracot a tápkábelnél fogva!
 - A kábelt csak enyhén hajlítsa meg, kerülje a kábel nagymértékű meghajlítását, megtörését!
 - Soha ne használja a matracot, ha a tápkábel sérült vagy vízbe ér! A kábel károsodása esetén ne próbálja meg azt saját maga megjavítani!
 - Az áramütés elkerülése érdekében ne próbálja szétszerelni vagy javítani az eszközt! A helytelen javítás sérülést vagy áramütést okozhat.
 - Ne használja az eszközt kint a szabadban!
 - Ne használja a terméket olyan helyiségekben, ahol fokozott aeroszol vagy oxigéntartalom van!
 - Ne használja a terméket gyúlékony anyagok és gőzök közelében!
 - Ha ki akarja húzni a dugót a konnektorból, ne a tápkábelnél fogva húzza meg!
 - Mielőtt kihúzná a dugót, győződjön meg róla, hogy minden fény kialudt-e.
 - A matracra ne lépjen rá! Csak ülve használja!
 - Ne akadályozza a masszázsgörgők működését! Sérülést okozhat magának.
 - Ha rosszul érzi magát masszázs közben, azonnal kapcsolja ki a matracot!
 - Ne használja a matracot 20 percnél tovább! Ezután javasoljuk a termék kikapcsolását és min. 40 percig való pihentetését a következő használat előtt. Ezzel meghosszabbítja élettartamát.
 - Ne használja a matracot egy adott pont masszírozására több mint 5 percig. Káros következményekkel járhat.
 - Óvatosan járjon el, ha a matrac fűtött állapotban van, nehogy égési sérüléseket okozzon!
 - A beállításoktól függetlenül előfordulhatnak súlyos égési sérüléseket okozó hőmérsékletek. A masszázs során rendszeresen ellenőrizze a matracal érintkező bőrfelületet, hogy elkerülje a lehetséges hólyagokat!
 - A matracot sose alkalmazza sérült bőrön, duzzanatos vagy gyulladásszerű helyeken!
 - Ne használja a matracot fájdalomcsillapítók, nyugtatók vagy alkohol fogyasztása után!
 - Ne alkalmazza a masszázsgörgőket közvetlenül a fejre, könyökökre, térdre, mellre és hasra!
 - A helytelen használat égési sérülést okozhat.

- Ne használja a matracot, ha nedves az Ön teste! Ne kezelje a készüléket nedves kézzel!
- SOSE VEGYE LE A MATRACRÓL A HUZZATOT! Ne használja a matracot huzat nélkül, mivel sérüléshez vagy meghibásodáshoz vezethet.

RÉSZEK LEÍRÁSA



KEZELÉS



1. ZONE/TERÜLET: Ezzel a gombbal választhatja ki a masszírozni kívánt területet - egész test, felsőtest vagy alsó test.
2. MASSZÁZSFEJEK IRÁNYA: Ezzel a gombbal tudja megváltoztatni a masszázsfajok irányát a Shiatsu masszázs során.
3. TARGET/CÉL: A TARGET gombbal tudja ki- és bekapcsolni a masszázs célterület funkciót. A nyilakkal tudja a masszázst egy adott területre fókuszálni.
4. FŰTÉS: A fűtés gombbal kapcsolja ki és be a fűtés funkciót. Ez a funkció csak a masszázs során használható.
5. KIKAPCSOLÁS/BEKAPCSOLÁS: Ezzel a gombbal kapcsolja ki és be a matracot.
6. VIBRATION/VIBRÁCIÓ: Ezzel a gombbal válassza ki a vibráció intenzitását – enyhe, mérsékelt vagy erős.
7. ROLL WIDTH/A GÖRGŐS MASSZÁZS MÉRTÉKE: Ezzel a gombbal állítja be a görgős masszázs mértékét.
8. TYPE/TÍPUS: A TYPE gombbal választ a Shiatsu és görgős masszázs között.

HASZNÁLAT

1. Helyezze a matracot szilárd felületre!
2. Csatlakoztassa az adapter csatlakozóját a masszázsmatrac csatlakozójához.
3. Csatlakoztassa az AC hálózati adaptert a konnektorhoz.
4. A KIKAPCSOLÁS/BEKAPCSOLÁS gomb segítségével kapcsolja be a matracot.

5. Ugyanezzel a gombbal tudja ki is kapcsolni a matracot. Amint így tesz, a fények villogni kezdenek a távirányítón, amíg a masszázsfő vissza nem tér az eredeti helyzetébe.

Megjegyzés: A masszázsmatrac 20 perc használat után automatikusan kikapcsol.



KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt húzza ki az eszközt a konnektorból! Puha, nedves ronggyal tisztítsa meg a matrac felületét.

A matracot ne dobálja, illetve ne fejtse ki túl nagy erővel a matracra! Meghosszabbítja ezzel élettartamát. Ne tegye ki nedvességnek, pornak és a 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékleteknek.

FIGYELEM

- AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A HUZATOT! BELSEJÉBEN NEM TALÁLHATÓ OLYAN ALKATRÉSZ, AMI KARBANTARTÁST IGÉNYELNE.
- A TŰZVESZÉLY VAGY ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI EZT A TERMÉKET NEDVESSÉGNEK VAGY ESŐNEK.

	A villám szimbóluma az egyenlő szárú háromszögben azt jelzi, hogy az eszközben szigetetlen "veszélyes feszültség" van, amely az áramütés veszélyét hordozza magában.
	Az egyenlő szárú háromszögben található felkiáltójel figyelmezteti a felhasználót a megvásárolt eszközre vonatkozó fontos biztonsági tudnivalókra.

VESZÉLY

Az áramütés, égési sérülések, tűzveszély vagy sérülés kockázatának elkerülése érdekében kövesse az alábbi irányelveket:

1. Használat után vagy tisztítás során mindig húzza ki a matracot a konnektorból!
2. Ne használja a matracot a zuhanyzóban vagy a kádban!
3. Ne tárolja a matracot olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy vízbe eshet!
4. Győződjön meg róla, hogy a matrac nem érintkezik semmilyen folyadékkal!
5. Ha a matrac vízbe esik, ne próbálja kihalászni! Először húzza ki a konnektorból!
6. Győződjön meg róla, hogy nem estek semmilyen tárgyak a matracra!
7. Ne használjon gombostűket vagy más fém rögzítést a matracra!
8. Minden használat előtt ellenőrizze a matrac felületét! Ha repedéseket vagy hólyagosodást vél felfedezni rajta, ne használja a szőnyeget!
9. Tartsa a matracot szárazon!
10. Ne húzza ki nedves kézzel a hálózati csatlakozót!

Tárolás

- Hajtsa össze a matracot!
- Tartsa a matracot hűvös, száraz helyen!