



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ - HU
IN 23295

InSPORTline Dewalo infravörös lámpa



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
HASZNÁLAT	3
INTENZITÁS	3
IDŐZÍTŐ	3

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- Ne használja fürdés közben vagy magas páratartalmú helyeken (úszómedence, szauna stb.)
- Ne merítse vízbe.
- Ne használja, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült.
- Soha ne húzza a tápkábelt.
- Soha ne takarja le a lámpát működés közben, és ne használja a lámpát, ha fáradt.
- Ha a hőmérséklet túl magas, égési sérülések keletkezhetnek.
- Ne nézzen közvetlenül a fénybe.
- Ne használja a nemi szervek területén.
- Ne használja alvás közben, vagy ha nincs megfelelően szárítva. • Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Kerülje el a lámpára való ütések és esések.
- FIGYELMEZTETÉS: A termék nem alkalmas terhes nőknek, gyermekeknek, daganatos, vérzéses, véralvadási zavarban szenvedőknek, égési sérüléseknek, sérült bőrnek vagy rossz vérkeringésnek. • FIGYELMEZTETÉS: A termék nem alkalmas fényre, hőre vagy érzékeny bőrre érzékeny személyek számára.

FIGYELMEZTETÉS : A készülék nem helyettesíti az orvosi vagy terápiás ellátást.

Használat:

Dugja be a lámpát a konnektorba. Állítsa az intenzitást a legalacsonyabb szintre.

Helyezze a lámpát a kívánt helyre, és körkörös mozdulatokkal masszírozza. Ha a hőmérséklet túl magas, növelje a távolságot a test és az izzó között.

Ha irritáció, bőrpír, égési sérülések lépnek fel, vagy azt észleli, hogy a bőr duzzadt, azonnal hagyja abba a készítmény használatát, és forduljon orvoshoz.

Ha olajat vagy krémet használ, használat előtt takarja le a területet papírtörlővel. A lámpát egy helyen legfeljebb 5 percig használja.

Használat után hagyja kihűlni a lámpát, és húzza ki a konnektorból. Ezután tisztítsa meg a lámpát egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni, mielőtt újra használná.

INTENZITÁS


A lámpának 4 intenzitási fokozata van: 1 - 100%, 2 - 80%, 3 - 70%, 4 - 50%

Bekapcsoláskor a lámpa az első szinten indul. A start gomb többszöri megnyomásával az intenzitás a legalacsonyabb szintre csökken, majd kikapcsol.

IDŐZÍTŐ

Az időzítőnek három fokozata van: 1 - 10 perc, 2 - 30 perc, 3 - 40 perc.

Kapcsolja be a lámpát, és használja az időzítő gombot az idő beállításához. Az indítás utáni alapértelmezett érték 3. Amikor az időzítő lejár, a lámpa kialszik. A lámpát manuálisan is lekapcsolhatja a start gombbal.



1.	Kapcsolja be/ki gombokat és az intenzitás beállítását	3.	Időjelző
2.	Időzítő gomb	4.	Intenzitásjelző