



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29647 EMS talpmasszázs szőnyeg inSPORTline

Axono

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.inSPORTline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt a jövőbeni használatra.
- A szívbetegségben vagy epilepsziában szenvedő, illetve ilyen betegség gyanújával élő személyek nem használhatják a terméket.
- Ne használja alvás, vezetés vagy úszás közben.
- Ha menstruációja alatt vagy szülés utáni használat során komplikációk lépnek fel, konzultáljon orvosával a használatról.
- Ne használja, ha nemrégiben sebészeti beavatkozáson esett át.
- Ne használja, ha alsó végtagok ischaemiás betegségében szenved.
- Gyermekek számára nem alkalmas.
- Ne használja és ne vigye a készüléket MRI, CT, elektromágneses vagy hanghullámokat használó készülékek, fémdetektorok és hasonló területek közelébe.
- Ne módosítsa, ne alakítsa át és ne javítsa meg a terméket.
- Ne használja, ha szívritmus-szabályozót vagy más elektronikus egészségügyi eszközt használ.
- Ne használja magas páratartalmú helyiségekben, mint például fürdőszobák, zuhanykabinok, úszómedencék stb.
- Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázok jelenlétében.
- Ne használja a terméket, ha gépjárművet vagy nehéz gépeket vezet, vagy olyan tevékenységet végez, amelynél a hirtelen izomösszehúzódás életveszélyes lehet.
- Használat előtt konzultáljon orvosával, ha szívbetegségben szenved, vagy fokozottan érzékeny a szívritmuszavarokra.
- Ha cukorbetegségben szenved és inzulint szed, használat előtt konzultáljon orvosával.
- Használat előtt konzultáljon orvosával, ha rehabilitációs központba jár.
- Használat előtt konzultáljon orvosával, ha olyan betegségben vagy sérülésben szenved, amely nem szerepel a kézikönyvben.
- Ha hányingert, fejfájást vagy eszméletvesztést érez, azonnal keressen orvosi segítséget.
- A termék egészséges személyek számára alkalmas. A termék csak egészséges bőrű felnőttek számára alkalmas.
- Csak eredeti alkatrészeket vagy azok jóváhagyott pótalkatrészeit használja. Ne kombináljon más modelleket vagy típusú készülékeket.

- Ha a használat után tartós bőrirritáció jelentkezik, forduljon orvoshoz.
- Rendszeresen ellenőrizze a használat helyét.
- Használat közben minkét lábbal teli talppal kell állnia az eszközön.
- A lábaknak és az alátétnek használat közben száraznak kell lenniük.
- A készülék nem helyettesíti a professzionális orvosi ellátást.
- Otthoni használatra alkalmas.
- A vezérlő tápellátása: 1x CR2025 gombelem



Törékeny, fizikai sérülésektől óvja!



Használat előtt olvassa el a kézikönyvet



A terméket nem lehet szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe, sem a kommunális hulladékba dobni. El kell vinni az eladóhoz, vagy átadni a településen történő környezetbarát ártalmatlanításra.

TERMÉK LEÍRÁS

8féle stimuláció

19 intenzitási szint

- Csatlakoztassa a vezérlőegységet a TENS párnához.
- A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva az „M” gombot 2 másodpercig. A zöld LED kigyullad. Az „M” gomb megnyomásával válthat az egyes módok között. A stimulációs mód megváltoztatása után az intenzitás 0-ra csökken.

Távirányító

A vezérlő infravörös porton keresztül kommunikál a vezérlőegységgel.

- Bekapcsológomb: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.
- + és - intenzitásgombok: A gombok megnyomásával az intenzitás egy szinttel változik. Az intenzitás beállítási tartománya 0 – 19.
- „M” gomb a mód megváltoztatásához: A gomb megnyomásával megváltoztathatja a stimuláció típusát. 8féle stimuláció közül választhat.
- A masszázs befejezése után tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a kikapcsoláshoz.

TÖLTÉS ÉS AKKUMULÁTOR

- Csatlakoztassa a USB-C-t a vezérlőegységhez, és töltsse fel a töltőadapterrel (nem tartozék).
- A vezérlőegység töltési ideje – kb. ~120 perc. A jelzőfény jelzi a töltés folyamatát.
- Amint az akkumulátor feltöltődött, a jelzőfény villogása megszűnik, és folyamatosan világít.
- A távirányító 1 db CR2025 gombelemmel működik.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítsa meg nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.
- Az eredeti csomagolásban tárolja.
- Üzemi és tárolási feltételek: hőmérséklet 10 °C – 43 °C, páratartalom 30% – 85%.

SPECIFIKÁCIÓ

Modell:	SM125A
A vezérlőegység tápellátása:	9,7 V, 110 mAh
A vezérlőegység akkumulátorának típusa:	Polimer újratölthető akkumulátor
A távirányító akkumulátorának típusa:	1x CR2025 gombelem
Működési idő egy feltöltéssel:	150 perc
A vezérlőegység feltöltési ideje:	120 perc
Stimulációk száma:	8
Intenzitás	19 szint

GYIK

Probléma	Ok	Megoldás
A stimuláció nem érezhető	Alacsony intenzitás	A „+” gomb segítségével növelje az intenzitást
	Nincs mindkét talppal rajta	Helyezze mindkét lábát a talpát
	A talpbatét piszkos	Tisztítsa meg a talpbatétet nedves ruhával, majd szárítsa meg
A stimuláció gyenge	Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje	Töltse fel a vezérlőegységet
	A párna szennyezett	Tisztítsa meg a párnát nedves ruhával, majd szárítsa meg
A stimuláció túl erős	Csökkentse a stimuláció intenzitását	A „-” gomb segítségével csökkentse a stimuláció
A termék hirtelen kikapcsolt	Gyenge akkumulátor	Töltse fel a vezérlőegységet
A bőr irritált	A talpak vagy a talpbatét nedves	Szárítsa meg a talpbatétet és a talpát

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

