



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

### IN 31266 Kéz masszírozó inSPORTline Evenaro

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: [www.insportline.eu](http://www.insportline.eu), ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

### BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Gyermekek és állatok elől elzárva tartandó.
- Ne hagyja felügyelet nélkül csatlakoztatva. Használat után tegye vissza és tárolja az eredeti csomagolásban.
- Töltés USB-C kábellel.
- Használat előtt vegye le az ékszereit.
- Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább.
- Ne használja vezetés közben vagy olyan tevékenységek során, amelyek koncentrációt igényelnek.
- Ne használja alkohol vagy olyan gyógyszer fogyasztása után, amely befolyásolja az ítélőképességet.
- Ne használja, ha a keze nedves vagy nyirkos.
- Ne fogja meg a töltőkábelt és az adaptert, ha a keze nedves vagy nyirkos.
- Ha fájdalmat, hányingert vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal állítsa le a használatot, és forduljon orvoshoz.
- Használat közben ne takarja le a terméket.
- Tartsa távol nyílt lángtól, gyúlékony anyagoktól, nedves környezettől és víztől.
- Kizárólag otthoni használatra alkalmas, nem helyettesíti az egészségügyi ellátást.
- Nem alkalmas a következő személyek számára: duzzadt tenyér és ujj, gyulladás, ízületi gyulladás, szív- és vénás betegségek, kiütések, hőérzékenység, nyílt sebek a masszázsterületen, terhes nők stb. Használat előtt mindig konzultáljon orvosával.
- Töltőadapter DC5V 1 – 4A (nem tartozék)

### SPECIFIKÁCIÓK

Névleges tápegység: 8W	Belső anyag: Antibakteriális és szagtalanító szövet
Névleges feszültség: 5V – 1000 mA	Masszázs típusa: légpárnák
Időzítő: 15 perc	méret: 310x158x112 mm
Akkumulátor kapacitás: 2200 mAh	súly: 1000g
Akkumulátor típus: Lithium Battery	

## HASZNÁLAT



Helyezze a tenyerét a készülékbe, a légpárnák közéjére.

Nyomja meg a bekapcsológombot az indításhoz.

Válasszon masszázst férfiak vagy nőknek. Ha nem választja ki a nemét, a készülék 5 másodperc múlva kikapcsol.

Válassza ki a masszázs típusát: 1 (gyengéd), 2 (közepes), 3 (erős)

A kijelzőn láthatja, hogy a masszázs jelenleg hol aktív.

Az alapértelmezett időzítő 15 perc, a fennmaradó idő az LCD kijelzőn látható. 15 perc elteltével a készülék kikapcsol.

### Megjegyzés

- A készülék töltés közben is használható.
- Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villog, töltés után pedig világít.
- Használat közben felviheti a krémet, majd felhúzhat egy puha műanyag kesztyűt.

## TERMÉK LEÍRÁS

	1.	1. kéz kijárat
	2.	2. töltő port
	3.	3. LCD kijelző
	4.	4. vezérlő gombok
	5.	5. kéz bejárat

## VEZÉRLŐ ÉS KIJELZŐ LEÍRÁSA

	1.	1. masszázs hölgyeknek
	2.	2. Akkumulátor töltöttségi állapota (töltés közben villog)
	3.	3. bekapcsoló gomb
	4.	4. masszázs férfiaknak
	5.	5. Masszázs előrehaladása
	6.	6. időzítő
	7.	7. masszázs választás



## **KÖRNYEZETVÉDELEM**

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.