



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 20823 Masszázsasztoly inSPORTline Atylla



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ.....	3
SPECIFIKÁCIÓ	4
TÖLTÉS.....	5
HASZNÁLAT.....	5
KÖRNYEZETVÉDELEM	5

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Az első használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne érje víz. Vízről és hőforrástól távol tartandó.
- A szellőzőnek mindig tisztának kell lennie.
- A készülék nem lehet folyamatosan üzemben 1 óránál tovább. Ajánlott, hogy az eszközt 30 perc múlva hagyja lehűlni.
- Töltés után húzza ki a töltőt.
- Csak felnőttek számára alkalmas.
- Ne használja sérült vagy érzékeny bőrön.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Csak 60 másodpercig használja a test minden részén.
- Csak lágy, puha testrészeken használja, ne alkalmazza csontos felületen.
- A masszázsnak fájdalommentesnek és kellemesnek kell lennie.
- Használjon a célnak legjobban megfelelő masszázsfőjet.
- Használat közben zúzódások léphetnek fel, gyakran ellenőrizze az alkalmazott felületet.
- Ha fájdalmat érez, azonnal állítsa le a masszázst.
- Tartsa távol az ujjait, a haját és a többi testrészt a készülék hátuljától.
- Ne helyezzen tárgyakat a nyílásokba.
- Kerülje a pisztoly rázását és ütését.
- Használat előtt és után ellenőrizze a termék állapotát.
- Ne módosítsa a terméket.
- Soha ne hagyja a készüléket töltőben vagy működés közben felügyelet nélkül.
- Nem alkalmas olyan személyek számára, akik érzékenyek a rezgésre.
- Nem alkalmas csökkent mozgásképességű, mentális vagy testi betegségben szenvedő, tapasztalatlan személyek számára. Ezek a személyek csak a felnőtt felügyelete alatt használhatják a készüléket, aki felel a biztonságáért.
- Nem alkalmas terhes nők számára.

SPECIFIKÁCIÓ

1. Erős kefe nélküli motor.
2. Újratölthető lítium-ion akkumulátor. Kb. 4 órás használat egyetlen töltéssel.
3. 3 sebesség, nincs kábel. Könnyű kialakítás.
4. Be / ki kapcsoló.
5. 6 melléklet



					
Lapos	Villa	Tölcsér	ék	Kis labda	Nagy labda
Puha területek	Alsó hát	Tűhegy	Kaparás	Általános használat	Nagy izmok

Rezgési frekvencia:

1. 30 Hz
2. 40 Hz
3. 50 Hz

Súly: 1,1 kg

Töltés: 110 V / 120 V, 220 V / 230 V / 240 V
50/60 Hz. 5A-26VDC-1A

TÖLTÉS

- Az első használat előtt töltsse az akkumulátort 6 órán keresztül.
- A töltéshez csatlakoztassa a töltőt a töltőegységhez, majd a dugaszhoz.
- Csak az eszközhöz mellékelt eredeti töltőt használja.
- Az egység alján található LED gyűrű jelzi az akkumulátor állapotát és töltöttségi szintjét.
- Teljesen feltöltött állapotban a LED nem villog és továbbra is világít.
- Nem javasoljuk az eszköz használatát, amíg az akkumulátor teljesen le nem merült.
- A töltésenkénti átlagos működési idő a masszázs intenzitásától és típusától függ.

HASZNÁLAT

- Helyezze az akkumulátort az aljára és rögzítse.
- Kapcsolja be / ki a készüléket az eszköz bekapcsológombjával.
- Egyszeri megnyomásával kapcsolja be a készüléket az 1-es szintre, nyomja meg kétszer a 2-es szintre és háromszor a 3-as szintre.
- A fej cseréjéhez nyomja meg a fejet, majd cserélje ki.
- Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a gombot az akkumulátor kioldásához.
- Helyezze az akkumulátort felfelé mutató nyíllal.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.