



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

**IN 26796 Infravörös LED lámpa állvánnyal
inSPORTline Elbasan**



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
 - Ne használja magas páratartalmú helyeken vagy vízben (úszómedencék, szaunák stb.).
 - Ne merítse vízbe.
 - Ne használja, ha a tápkábel sérült.
 - Ne takarja le a lámpát, és ne használja, ha fáradt.
 - Ne nézzen közvetlenül a fénybe.
 - Ne használja a nemi szervek környékén.
 - Ne használja alvás közben vagy ha vizes.
 - Ne használja folyamatosan 30 percnél tovább.
 - Védje az ütésektől és esésektől.
 - Győződjön meg arról, hogy a lámpa biztonságos és stabil helyen van.
 - Ha használat közben bármilyen kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a lámpa használatát.
 - Ha krémet vagy olajat ken a bőrére, akkor azt a testrészét le kell takarnia.
 - Használja folyamatosan egy helyen maximum 30 percig.
 - Használat után húzza ki a csatlakozót a konnektorból. Ne húzza a tápkábelt.
 - Ne fogja meg a terméket, ha a keze nedves vagy vizes.
- Ha nedves ruhával tisztítja a lámpát, a következő használat előtt meg kell szárítani.

FIGYELMEZTETÉS: A termék nem alkalmas terhes nők, gyermekek, daganatos megbetegedésben, vérzésben, véralvadási zavarokban, égési sérülésekben, sérült bőrű vagy rossz vérkeringésben szenvedők számára.

FIGYELMEZTETÉS: A termék nem alkalmas fényre, hőre érzékeny vagy érzékeny bőrű emberek számára.

SPECIFIKÁCIÓK

Bemeneti feszültség	110-240V,50Hz/60Hz
Névleges teljesítmény	30 W
Fényforrás	LED-chipek
Hullámhossz	660 nm (vörös fény) és 850 nm (közeleli infravörös fény)

TERMÉK LEÍRÁS



- 1. LED-lámpák
- 2. Vezérlő
- 3. Adapter
- 4. Szemvédők

- 5. Kötelek
- 6. Állítható rúd
- 7. Alap

HASZNÁLAT



- 1. Bekapcsoló gomb
- 2. Mód
- 3. Időzítő

- 4. Intenzitás
- 5. Kijelző

1. Főkapcsoló

Ha a lámpa ki van kapcsolva, nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz. Ha a lámpa be van kapcsolva, a gomb megnyomásával a fénycső villogni kezd. Nyomja meg újra a lámpa kikapcsolásához.

2. Mód

A lámpának 3 világítási módja van:

- a. 660 nm + 850 nm LED sugárzás
- b. 660 nm sugárzás
- c. 850 nm sugárzás

Indítás után a sugárzás be van kapcsolva, és nyomja meg a gombot az üzemmód megváltoztatásához.

3. Időzítő


Az időzítőt 6 szintre állíthatja be: 5 perc, 10 perc, 15 perc, 20 perc, 25 perc, 30 perc. Az alapértelmezett beállítás: nincs időzítő. Nyomja meg a gombot az időzítő ciklusonkénti beállításához.

4. Intenzitás

5 intenzitási szint közül választhat: L0 – L4. A beállítás ciklusonként változik.

KÁBEL RÖGZÍTÉS

Akassza a karabinereket a lámpa fűleire a képen látható módon.



HELYEZZE AZ ASZTALRA

Beállíthatja a dőlésszöget a hátoldalon található támasz segítségével.



ÁLLVÁNY

1.lépés

Távolítsa el a csomagolóanyagot, és nyissa szét az állvány lábait.

Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba a talp meglazításához, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a meghúzáshoz.


2. lépés

Rögzítse a lámpát az állványhoz. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a lámpa meghúzásához, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a meglazításához.

Csatlakoztassa a lámpát az adapterhez.

3. lépés

Csatlakoztassa az adaptert a konnektorba. Válassza ki a használat módját, intenzitását és időtartamát.



KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

